

CEPILLOS PARA CANULADOS



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Batrik

Registro Sanitario: No requiere 2020020645

Descripción genérica: Cepillo para canulados

Presentación: Unidad

Características:

Insumo que apoya un proceso crítico en el reprocesamiento de dispositivos médicos, teniendo en cuenta que de un buen proceso de limpieza depende el éxito de los procesos de desinfección y esterilización, diseñado específicamente para el lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos.

- Cerdas de nylon de color transparente, de alta densidad y firmeza lo que permite generar procesos de limpieza más efectivos sin realizar microdaños.
- Fabricados en polipropileno estándar.
- Material termoplástico que es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y posee una gran resistencia.
- Es un plástico cristalino que ofrece un excelente equilibrio de propiedades, que acortan la brecha entre metales y plásticos, se usa cuando se requiere mayor rigidez.
- Ensamblados con soldadura patentada que garantiza que NO se desensamblan durante su uso (no se usa soldadura mecánica, ni pegamento).
- Tres diámetros disponibles diámetros.

Beneficios:

- Se adaptan a todas las necesidades de las centrales de esterilización.
- Insumo que mejora y simplifica procesos de lavado que permiten acceder a lúmenes, superficies ranuradas, superficies irregulares o puntos de difícil acceso de las piezas a procesar.

Uso:

Limpieza y lavado de equipos de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos canulados.

CEPILLOS PARA CANULADOS



Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar.

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
310541-35005-S-R0	Cepillo para canulados 5 mm blanco	
310541-35010-S-R0	Cepillo para canulados 10 mm rojo	
310541-35020-S-R0	Cepillo para canulados 20 mm azul	