



Esterilización por EO (Óxido de Etileno)

Indicador de proceso Tipo 1



ETIQUETAS ADHESIVAS 70x35 MM

CÓDIGO DE PRODUCTO: ETTT7035-40 EO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Etiquetas con soporte adhesivo doble e indicador de proceso para esterilización con EO.

Tamaño de la etiqueta: 70x35 mm

Diámetro del núcleo interno: 40 mm

MATERIAL

Etiqueta: Papel verjurado con soporte adhesivo doble

Adhesivo: Acrílico

Indicador de proceso: Tinta no tóxica para EO

Norma ISO 11140-1 Tipo 1

Producto libre de látex

INDICADOR DE PROCESO

El indicador de proceso cambia de color de **amarillo** a **azul** después del ciclo de esterilización.

VIDA ÚTIL

3 años a partir de la fecha de fabricación

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el producto intacto en su empaque original.

Temperatura: mínimo 5 °C – máximo 30 °C

Humedad: 35 % – máximo 50 %

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Cumple con la norma EN ISO 11140-1:2014 Clase 1 (Indicador)

Fabricado en planta con sistema de gestión ambiental certificado bajo **EN ISO 14001:2015**

y sistema de gestión de calidad certificado bajo **EN ISO 9001:2015**