




**Printex**  
www.printexmedical.com

Via casilina 00034 Colferro ROMA ITALY Tel +39 06 9770590 Fax +39 06 9770591  
E mail info@printexsrl.com



## ETIQUETAS PARA ESTERILIZACIÓN VH202

70x35 mm



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Etiquetas de transferencia térmica con soporte adhesivo doble e indicador de proceso para la esterilización a VH202 Peroxido de hidrogeno.

Dimensión: 70x35 mm

### MATERIAL

Etiqueta: TYVEK sobre soporte adhesivo doble

Adhesivo: Acrílico

Indicador de proceso: PLASMA Norma ISO11140-1 Clase 1 tinta no tóxica

Libre de látex

### PROCESO DEL INDICADOR

Después de esterilizar cambia de rosa a café.

PLASMA Standard ISO11140-1 Class 1

### EMPAQUE

Rollo de 500 etiquetas

### VIDA UTIL

3 años desde la fecha de producción

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantenga el producto intacto dentro del empaque original

Temperatura: min. 5°C –max 30°C. Humedad: 35% - max 50%

### CERTIFICACIONES

EN ISO 11140-1:2009 Class 1 Indicator

Fabricado en fábrica con sistema de gestión ambiental certificado EN ISO 14001: 2015 y certificación de calidad EN ISO 9001: 2015