

# KIT DE CEPILLOS PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN



**Comercializador:** DinMed S.A.S

**Fabricante:** Batrik

**Registro Sanitario:** No requiere 2020020645

**Referencia:** 310550-CLAVEREG-R0

**Descripción genérica:** Kit de cepillos limpieza para equipos de esterilización

**Presentación:** Paquete que contiene un cepillo corto con mango ergonómico y un cepillo con extensión de 122 cm.

## **Características:**

- Cerdas de alta densidad.
- Fabricados en polipropileno estándar.
- Material termoplástico que es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y posee una gran resistencia.
- Es un plástico cristalino que ofrece un excelente equilibrio de propiedades, que acortan la brecha entre metales y plásticos, se usa cuando se requiere mayor rigidez.
- Ensamblados con soldadura patentada que garantiza que NO se desensamblan durante su uso (no se usa soldadura mecánica, ni pegamento).

## **Beneficios:**

- Se adaptan a todas las necesidades de las centrales de esterilización.
- Insumo que mejora y simplifica procesos de limpieza de equipos.

## **Contiene:**

- Cepillo de mano con cerdas largas y mango ergonómico que facilita la limpieza, brindando mayor comodidad y agilidad.
- Cepillo con tres orificios para ensamblar el mango de sujeción con extensión de aluminio anodizado, el cepillo puede usarse de manera paralela o perpendicular permitiendo llegar a los lugares de difícil acceso, posee una extensión hasta 122 cm.

## **Uso:**

Limpieza y lavado de equipos de esterilización.

# KIT DE CEPILLOS PARA EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN

DinMed

## Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar.

**Condiciones de transporte:** Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

