

CEPILLOS PLANOS PARA INSTRUMENTAL



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Batrik

Registro Sanitario: No requiere 2020020645

Descripción genérica: Kit de cepillos lavado de instrumental

Presentación: Unidad

Características:

Insumo que apoya un proceso critico en el reprocesamiento de dispositivos médicos, teniendo en cuenta que de un buen proceso de limpieza depende el éxito de los procesos de desinfección y esterilización, diseñado específicamente para el lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos.

- Cerdas de nylon de color transparente, de alta densidad y firmeza lo que permite generar procesos de limpieza más efectivos sin realizar microdaños.
- Fabricados en polipropileno estándar.
- Material termoplástico que es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y posee una gran resistencia.
- Es un plástico cristalino que ofrece un excelente equilibrio de propiedades, que acortan la brecha entre metales y plásticos, se usa cuando se requiere mayor rigidez.
- Ensamblados con soldadura patentada que garantiza que NO se desensamblan durante su uso (no se usa soldadura mecánica, ni pegamento).
- Tres tipos disponibles.

Beneficios:

- Se adaptan a todas las necesidades de las centrales de esterilización.
- Insumo que mejora y simplifica procesos de lavado, gracias a sus diferentes tipos de cerdas que permiten acceder a superficies ranuradas, superficies irregulares cuidando la capa externa del dispositivo.

Uso:

Limpieza y lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos.

CEPILLOS PLANOS PARA INSTRUMENTAL

DinMed

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar.

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.



CEPILLOS PLANOS PARA INSTRUMENTAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
310550-40922-R0 Cepillo plano con cerdas flexibles	Color: Azul claro Tipo de cerdas: Flexibles Longitud: 22 cm Tamaño del cepillo: 60 mm X 20 mm X 15 MM	
310550-40921-R0 Cepillo plano con cerdas rígidas	Color: Azul claro Tipo de cerdas: Flexibles Longitud: 22 cm Tamaño del cepillo: 60 mm X 20 mm X 15 MM	
3300150-40911-R0 Cepillo nylon de mano plano 104mm	Color: Blanco Longitud: 10.4 cm Tamaño del cepillo: 95 mm X 28 mm	