

	Hoja de datos técnicos	
Hoja de datos técnicos para ER800.020E, ER802.020E		

DATOS TÉCNICOS PARA ER800.020E, ER802.020E

Hoja de datos para ER800.020E, ER802.020E



Artículo Artículo	Filtro Dauerfilter de PTFE con logotipo Ermis Filtro permanente de PTFE con logotipo de Ermis	
Artículo n.º Artículo n.º	ER800.020E	ER802.020E
Abmessungen Dimensiones	redondo ø 190 mm	215 x 95 mm
Material Material	PTFE	
Eigenschaften Propiedades	• Para 1200 esterilizaciones / para 1200 ciclos de esterilización • Ancho de poro: aprox. 2,5 µm • Grosor : 1,1 (+0,15 -0,05) mm • Entspricht folgenden FDA-Regularien / Corresponde FDA: 21 CFR CH 1,1 -31-1995 § 175.105, 175.300, 176.170, 176.180, 177.1520, 177.1550, 177.2600, 178.3570	