



## Cinta Indicadora para Esterilización con Óxido de Etileno


Usos y Aplicaciones: Cinta para uso en proceso de esterilización en procesos comunes de óxido de etileno. La tinta indicadora responde a los parámetros del proceso de esterilización de Óxido de Etileno.

Info	Dato
Nombre	CINTA CONTROL EXPOSICIÓN OXIDO DE ETILENO
Código de identificación	XA009216947
Cantidad de unidades por caja corrugada	5
Código de barras del rollo EAN13	7702098038363
Medidas del rollo	19mm x 50m
Código de barras de la caja corrugada EAN14	17702098038360
Registro Sanitario	INVIMA 2017DM-0016565
Vida útil	2 años a partir de la fecha de fabricación

Nº	Característica	Valor	Unidades
1.	<i>Anchura</i>	19±0.5mm	mm
2.	<i>Longitud</i>	≥55m	m
3.	<i>Peso</i>	105±5	g/m <sup>2</sup>
4.	<i>Contenido del adhesivo</i>	38±3	g/m <sup>2</sup>
5.	<i>180° Resistencia al desprendimiento</i>	≥5	N/25mm
6.	<i>Resistencia a la tracción</i>	≥50	N/25mm
7.	<i>Hora &amp; Temperatura</i>	Concentración de gas EO: 600mg/L <b>Temperatura:</b> 53~55 °C R.H: 50% to 70% Tiempo de esterilización: 3 hours	EO °C h
8.	<i>Gama de colores</i>	El cambio de color de NARANJA a VERDE después de la esterilización.	

Condición de almacenamiento y validez:

Bajo temperatura normal evitar el rayo de sol directo. Bajo la humedad de (23°C±2°C x (65%±5%RH), Vigencia veinticuatro meses.



For and behalf of  
Jiangmen New Era External Use Drug Co., Ltd.  
江门市新时代外用制药有限公司  
From  
Authorized Signature(s)