

CEPILLOS PARA CANULADOS



DinMed

Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Tom Medical

Registro Sanitario: No requiere 2025033116

Presentación: Unidad

Material: Nylon - Polipropileno – Acero inoxidable

Características:

Insumo que apoya un proceso crítico en el reprocesamiento de dispositivos médicos, teniendo en cuenta que de un buen proceso de limpieza depende el éxito de los procesos de desinfección y esterilización, diseñado específicamente para el lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos.

- Cerdas de nylon de color transparente, de alta densidad y firmeza lo que permite generar procesos de limpieza más efectivos sin realizar microdaños.
- Fabricados en polipropileno estándar.
- Material termoplástico que es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y posee una gran resistencia.
- Múltiples diámetros y longitudes disponibles.

Beneficios:

- Se adaptan a todas las necesidades de las centrales de esterilización.
- Insumo que mejora y simplifica procesos de lavado que permiten acceder a lúmenes, superficies ranuradas, superficies irregulares o puntos de difícil acceso de las piezas a procesar.

Uso:

Limpieza y lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos canulados.

Condiciones de almacenamiento:




- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar.




Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.



CEPILLOS PARA CANULADOS

REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN
33001EB6-D600-5.0 CEPILLO PARA CANULADOS 5*50*600mm AMARILLO	Color: Amarillo Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 5 x 50 mm Diámetro de la vaina: 3.1 mm	
33001EB6-D600-10 CEPILLO PARA CANULADOS 10*50*600mm AZUL	Color: Azul Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 10 x 50 mm Diámetro de la vaina: 4.1 mm	
33001EB6-D600-15 CEPILLO PARA CANULADOS 15*50*600mm VERDE	Color: Verde Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 15 x 50 mm Diámetro de la vaina: 4.1 mm	

CEPILLOS PARA CANULADOS

REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN
33001EB5-B400-2.0 CEPILLO PARA CANULADOS 2*25*400mm	Longitud total: 40 cm Medidas del cepillo: 2 x 25 mm Diámetro del mango: 0,7 mm	
33001EB5-S600-15 CEPILLO PARA CANULADOS 15x75*600mm SIN PUNTA	Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 15 x 80mm Diámetro del mango: 4,2 mm	
33001EB5-S600-25 CEPILLO PARA CANULADOS 25x75*600mm SIN PUNTA	Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 25 x 75mm Diámetro del cepillo: 4,8 mm	

CEPILLOS PARA CANULADOS

REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN
<p>33001EB1-D01-50 CEPILLO CILINDRICO DOBLE CABEZA 5*20*2400mm AZUL/AMARILLO</p>	<p>Color: Azul/Amarillo Longitud total: 240 cm Cabezal de cepillo: 5 x 20 mm Diámetro de la vaina: 1.7 mm Cepillo en ambos extremos</p>	
<p>33001EB1-D02-15B CEPILLO CILINDRICO DOBLE CABEZA 1.5*15*2400mm ROJO</p>	<p>Color: Rojo Longitud total: 240 cm Cabezal de cepillo: 1.5 x 15 mm Diámetro de la vaina: 1.0 mm Cepillo en ambos extremos</p>	
<p>33001EB1-D02-20B CEPILLO CILINDRICO DOBLE CABEZA 2*20*2400mm AZUL</p>	<p>Color: Azul Longitud total: 240 cm Cabezal de cepillo: 2 x 20 mm Diámetro de la vaina: 1.0 mm Cepillo en ambos extremos</p>	