

CEPILLOS PLANOS PARA INSTRUMENTAL



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Tom Medical

Registro Sanitario: No requiere 2025033116

Material: Nylon – Polipropileno

Presentación: Unidad

Características:

Insumo que apoya un proceso crítico en el reprocesamiento de dispositivos médicos, teniendo en cuenta que de un buen proceso de limpieza depende el éxito de los procesos de desinfección y esterilización, diseñado específicamente para el lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos.

- Cerdas de nylon de color transparente, de alta densidad y firmeza lo que permite generar procesos de limpieza más efectivos sin realizar microdaños.
- Fabricados en polipropileno estándar.
- Material termoplástico que es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y posee una gran resistencia.

Beneficios:

- Se adaptan a todas las necesidades de las centrales de esterilización.
- Insumo que mejora y simplifica procesos de lavado, gracias a sus diferentes tipos de cerdas que permiten acceder a superficies ranuradas, superficies irregulares cuidando la capa externa del dispositivo.

Uso:

Limpieza y lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar.

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

CEPILLOS PLANOS PARA INSTRUMENTAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
33001EB8-H02G CEPILLO PLANO CERDAS RIGIDAS 80*18mm VERDE	Color: Verde Tipo de cerdas: Rígidas Longitud: 215 mm Tamaño del cepillo: 80 mm X 18 mm X 15 mm	
33001EB8-H02Y CEPILLO PLANO CERDAS SUAVES 80*18mm AMARILLO	Color: Amarillo Tipo de cerdas: Flexibles Longitud: 215 mm Tamaño del cepillo: 80 mm X 18 mm X 15 mm	
33001EB3-6201 CEPILLO NYLON AUTOCLAVE	Color: Blanco Longitud: 104 mm Tamaño del cepillo: 30 mm X 95 mm X 15 mm	