

KIT CEPILLOS INSTRUMENTAL



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Tom Medical

Registro Sanitario: No requiere 2025033116

Presentación: Kit

Material: Nylon – Polipropileno – Acero inoxidable

Características:

Insumo que apoya un proceso critico en el reprocesamiento de dispositivos médicos, teniendo en cuenta que de un buen proceso de limpieza depende el éxito de los procesos de desinfección y esterilización, diseñados específicamente para el lavado de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico.

- Cerdas de nylon de color transparente, de alta densidad y firmeza lo que permite generar procesos de limpieza más efectivos sin realizar microdaños.
- Fabricados en polipropileno estándar.
- Material termoplástico que es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y posee una gran resistencia.
- Tres diámetros, de canulados y dos configuraciones de planos.

Beneficios:

- Se adaptan a todas las necesidades de las centrales de esterilización.
- Insumo que mejora y simplifica procesos de lavado que permiten acceder a lúmenes, superficies ranuradas, superficies irregulares o puntos de difícil acceso de las piezas a procesar.

Uso:

Limpieza y lavado de dispositivos médicos y equipos biomédicos.

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar.

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

KIT CEPILLOS INSTRUMENTAL



REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN
33001KIT-CEPITOM KIT CEPILLOS INSTUMENTAL TOM	Color: Amarillo Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 5 x 50 mm Diámetro de la vaina: 3.1 mm	
	Color: Azul Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 10 x 50 mm Diámetro de la vaina: 4.1 mm	
	Color: Verde Longitud total: 60 cm Medidas del cepillo: 15 x 50 mm Diámetro de la vaina: 4.1 mm	
	Color: Verde Tipo de cerdas: Rígidas Longitud: 215 mm Tamaño del cepillo: 80 mm X 18 mm X 15 mm	
	Color: Amarillo Tipo de cerdas: Flexibles Longitud: 215 mm Tamaño del cepillo: 80 mm X 18 mm X 15 mm	